

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

10.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена стула при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1. При обнаружении дефектов или некомплектности поставки потребитель назначает комиссию и составляет **Акт**.

11.2. Акт об обнаруженных визуально дефектах должен быть составлен не позднее десяти дней после получения изделия, а о скрытых дефектах, выявленных в процессе эксплуатации- в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен производителю.

11.3. Все рекламации учитываются потребителем в Табл.2.

Таблица 2

№№ п/п	Дата рекламации	Краткое содержание Рекламации	Меры, принятые по рекламации



Рис. 1.

Стул лабораторный СЛ-001

П А С П О Р Т

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1. Стул лабораторный (далее по тексту - «Стул») разработан и изготовлен с применением современных технологий и материалов, используется персоналом химико-аналитических, исследовательских, производственных и специализированных лабораторий с вредными и агрессивными веществами (нефть и нефтепродукты, растворители органические, кислоты органические и минеральные, кроме фтористоводородной кислоты, щелочи и др.).

1.2. Стул изготавливается в исполнении (УХЛ-4) для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата в закрытых отапливаемых помещениях при температуре +15...+35°C и относительной влажности воздуха не более 90%.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1	Габаритные размеры:	
	Пневматическая регулировка высоты сиденья, мм	550 - 820
	Регулировка наклона спинки с механизмом крепления спинки МС-11, град.	105
	Регулировка наклона спинки с механизмом крепления спинки МС-07, град.	85-125

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1. Общий вид изделия показан на Рис.1.

3.2. Комплектность поставки приведена в Табл.1

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол. шт.	Примечание
1	Стул лабораторный	1	Металл, черный вспененный полиуретан

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Стул установлен на опоры с пятью перекладинами на упорах.

4.2. Материал сидения и спинки: черный вспененный полиуретан, не содержащий CFC.

4.3. Стул имеет подставку для ног из хромированной стали.

4.4. Сидение стула регулируется по высоте.

4.5. Спинка стула регулируется по наклону в зависимости от комплектации механизмом крепления спинки.

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе со Стулом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование, обученные правилам работы на данном оборудовании и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.2. Работы должны выполняться в соответствии с действующими "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" и "Правилами электробезопасности в РФ".

5.3. При случайном разливе реактивов необходимо немедленно произвести их нейтрализацию и убрать продукты реакции с поверхности Стула.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Стул обслуживают лица, обученные правилам работы и техники безопасности на оборудовании данного типа.

6.2. Изделие поставляется Потребителю в собранном виде. Проверить комплектность Стула, согласно разделу 3, данного паспорта.

6.3. Установить Стул в необходимом месте помещения.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание устройства состоит в следующем:

7.1. Очистка Стула от пыли, химических веществ.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стул лабораторный СЛ-001

(наименование изделия)

(заводской номер)

(обозначение)

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку:

М.П.

(год, месяц, число)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Изделие может транспортироваться любым видом транспорта. Стул должен храниться в закрытом помещении в упакованных ящиках при температуре от плюс 5 до плюс 30 °C и относительной влажности не более 80%.